

FLEBOTEK® VET

Normogotero

FLEBOTEK® VET es un equipo descartable de uso veterinario para administración de soluciones por la vía intravenosa. Elaborado con plástico de grado médico, libre de pirógenos y esterilizado. Disponible para su uso inmediato.

FÓRMULA:

Fabricado a base de plástico de grado médico, libre de pirógenos y esterilizado.

INDICACIONES:

FLEBOTEK® VET se indica para la administración de soluciones que circulan desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en la vena, apto para uso en todas las especies.

RECOMENDACIONES DE USO:

FLEBOTEK® VET permite la administración de soluciones por la vía intravenosa, cuenta con línea y cámara totalmente transparente para mejor visualización de control de goteo que actúa por gravedad y con carretilla reguladora del paso.

Para un máximo desempeño de **FLEBOTEK® VET** se recomienda:

1. Preparar la bolsa o frasco contenedor con la solución para administrar.
2. Cerrar la carretilla de paso de **FLEBOTEK® VET**.
3. Quitar el protector del extremo perforador de **FLEBOTEK® VET**.
4. Introducir el extremo conector a la solución o frasco con la solución a administrar correctamente, asegurándose que entre en

su totalidad y sin dejar espacio donde se pueda producir un goteo.

5. Bombear la cámara de goteo hasta llenarla al nivel requerido.
6. Abrir la carretilla y llenar el equipo hasta el extremo a conectar por la vía intravenosa al animal, asegurándose que no queden burbujas de aire en toda la línea. Cerrarlo nuevamente previo a conectar.
7. Conectar a la aguja o catéter previamente colocado.
8. Abrir la carretilla y regular el goteo deseado.
9. No permita que queden burbujas de aire en el equipo.

ADVERTENCIAS:

- Verifíquese cuidadosamente el correcto funcionamiento del equipo antes de aplicarlo.
- Una vez usado el equipo deséchese.
- No se garantiza la esterilidad de este producto en caso de que el envase tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

PRESENTACION:

Bolsa con 1 unidad estéril.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas.

La presentación de cualquier reacción adversa deberá de reportarse a la Unidad de Farmacovigilancia Veterinaria de PiSA Agropecuaria.



Responsables del contenido:

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

