

Cánula intravenosa para la administración de fluidos y medicamentos

FICHA TÉCNICA

Equipos e implantes

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en un lugar seco.
- No se deje al alcance de los niños o animales domésticos.
- Descártese si el empaque ha sido violado.
- Cambie o sustituya el catéter cada 48 a 72 horas.
- Retire con precaución para evitar dejar algún fragmento de la camisa de teflón en el paciente.
- No reinserte parcial o completamente la aguja ya retirada.

PRESENTACIONES:

CVP Veterinario caja con 50 piezas de calibre 20G.

CVP Veterinario caja con 50 piezas de calibre 22G.

CVP Veterinario caja con 50 piezas de calibre 24G.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista (Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas).

Responsables del contenido:

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

