

**FUREAL® NF**  
N° de Registro: Q-7833-113  
Antiséptico

**DESCRIPCIÓN:**

**FUREAL® NF** es un bolo intrauterino que contiene una elevada concentración de urea que ejerce una acción proteolítica, astringente, secante, desodorizante y antiséptica, auxiliar en la prevención y tratamiento de la retención placentaria e infecciones intrauterinas en vacas, yeguas y cerdas.


**FÓRMULA:**

Cada bolo contiene:

Urea	13.4 g
Excipiente cbp	1 bolo

**ESTRUCTURA QUÍMICA**

Urea (H<sub>2</sub>NCONH<sub>2</sub>)



**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

**FUREAL® NF** bolo contiene urea que es una sal cristalina blanca y soluble en agua.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

La urea actúa como proteolítico permitiendo la remoción de tejido necrótico.

Modifica el pH intrauterino evitando la proliferación bacteriana

**FARMACOCINÉTICA:**

Al colocar **FUREAL® NF** bolo dentro del útero, se esparce la urea que contiene.

La Urea realiza su actividad proteolítica en los cotiledones permitiendo el desprendimiento y la salida la placenta del útero.

La Urea se absorbe por pared del útero y se elimina en la orina y en pequeñas cantidades en leche.

**IMPORTANCIA:**

La importancia de **FUREAL® NF** radica en que es el producto de elección como auxiliar en la prevención y tratamiento de la retención placentaria y piometra después del parto ya que evita la proliferación bacteriana, favorece la involución uterina y de esta manera, reduce el periodo de los días abiertos.

**INDICACIONES:**

**FUREAL® NF** bolo se indica para evitar la proliferación bacteriana y evitar procesos de piometras.

**FUREAL® NF** bolo se indica durante el periodo post-parto para eliminar la placenta o membranas fetales retenidas en el útero después del parto.

**FUREAL® NF** bolo se indica para lograr un rápido retorno al celo en las hembras de cerdos, equinos y bovinos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:**

- La administración se realizara por vía intrauterina en forma aséptica empleando un guante de palpación limpio y nuevo.
- La dosificación para prevenir las retenciones placentarias se realizará introduciendo 2 bolos dentro de la matriz después del parto.



- En casos de retenciones placentarias, insertar 2 bolos dentro del cuerno uterino gestado e insertar otro en el cuerno no gestado.
- En caso necesario, se puede repetir el tratamiento a las 24 horas.

**CONTRAINDICACIONES:**

No administrar a equinos para consumo humano.

**ADVERTENCIA:**

- Este es un producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Almacénese en un lugar fresco, a no más de 30°C, y seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- No administrar este producto en equinos para consumo humano.

**PERIODO DE RETIRO:**

0 días después la última dosificación.

**PRESENTACIÓN:**

Cajas con 50 bolos en 25 sobres con 2 bolos c/u.

**Consulte al Médico Veterinario Zootecnista**  
Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas.

*La presentación de cualquier reacción adversa deberá de reportarse a la Unidad de Farmacovigilancia Veterinaria de PiSA Agropecuaria.*

**Responsables del contenido:**

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

